

# LS-C-T-009

**2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit**  
—(Immuno-Chromatography)





## 2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit (Immuno-Chromatography)

Model: LS-C-T-009

25 T/Kit




### INSTRUCTION

This product is used for in vitro qualitative detection of novel coronavirus (2019-nCoV) antigens in samples such as swabs, applying immuno-chromatography technology by the double antibody sandwich method. It is suitable for in vitro auxiliary diagnosis of novel coronavirus (2019-nCoV).

### PRODUCT ADVANTAGE

- Non-invasive
- Rapid result in 15~20 min
- High stability
- Easy to use

### TEST PROCEDURE



Guangdong Longsee Biomedical Co., Ltd.

Tel: +86-20-66234660

E-mail: info@longseemed.com

More information: <http://www.longseemed.com/>

Address: 5/F Building A, No. 83, Ruihe Road, Huangpu District, 510600, Guangzhou, China

# Specifications

## Info. of the Test Kit and Export Packing Cartons



Product Name	Specifications	Size (mm)	Quantity/Box	Size of Carton	CBM	G.W.	N.W.
2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit (Immuno-Chromatography) LS-C-T-009	25 Test/Kit	210*140*72	700 Test/Box 28 Kits/Box	54*44*31cm	0.0736	10.2kg	9.2kg





## 2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit (Immuno-Chromatography)

Gebrauchsanweisung

### 【PRODUKTNAMEN】

2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit (Immuno-Chromatography)

### 【MODELLNUMMER】

LS-C-T-009

### 【SPEZIFIKATIONEN】

25 T/kit, 50 T/kit, 100 T/kit, 200 T/kit

### 【VERWENDUNGSZWECK】

Dieses Kit wird ausschließlich zum qualitativen in-vitro-Nachweis des 2019-nCoV-Antigens verwendet, basierend auf Proben von menschlichen Nasena- oder Oropharyngeal-Abstrichen. Dieses Kit ist als Hilfsdiagnose von COVID-19 geeignet. Ein positives Testergebnis ist nochmals zu bestätigen, ein negatives Ergebnis schließt eine 2019-nCoV-Infektion nicht aus. Das Kit wird nur zur In-vitro-Hilfsdiagnose verwendet.

**Nur für den professionellen Gebrauch.**

### 【PRINZIP DES ASSAYS】

Dieses Kit wendet die Immunchromatographietechnologie an, um das Vorhandensein oder Fehlen von 2019-nCoV-Nucleocapsid-Proteinen in Tüpfelproben von Patienten mit Anzeichen und Symptomen einer Infektion nachzuweisen, bei denen der Verdacht auf 2019-nCoV nach der Doppelantikörpersandwich-Methode besteht. Während die Konzentration der 2019-nCoV-Antigene in Proben höher oder gleich der minimalen Nachweisgrenze ist, reagieren diese Antigene separat mit entsprechenden Antikörpern unter Bildung von Komplexen, und die 2019-nCoV-Antikörper werden im Nachweisbereich (T) beschichtet. Diese Antigene werden eingefangen und eine rote Reaktionslinie gebildet. Das Ergebnis wird als positiv bewertet. Andernfalls wird das in T gebildete Ergebnis ohne rote Linie als negativ beurteilt. Unter normalen Testbedingungen sollte der Qualitätskontrollbereich (C) farbig sein, um anzuzeigen, dass der Test gültig ist.

### 【BESTANDTEILE】

Komponente		25 T/kit	50 T/kit	100 T/kit	200 T/kit
1	Kartusche testen	25 pcs	50 pcs	100 pcs	200 pcs
2	Einmaliger Tüpfel	25 pcs	50 pcs	100 pcs	200 pcs
3	Extraktionsrohr	25 pcs	50 pcs	100 pcs	200 pcs

### 【LAGERUNG UND HALTBARKEIT】

1. 12 Monate bei 4-35 ° C.

2. Nicht einfrieren. Die Testkarte sollte so bald wie möglich innerhalb von 0.5 Stunde nach dem Öffnen des Aluminiumfolienbeutels verwendet werden.

### 【PROBENANFORDERUNGEN】

1) Geeignet für menschliche Tüpfelproben, andere Proben erhalten möglicherweise keine genauen Ergebnisse.

2) Es wird empfohlen, die Proben so bald wie möglich nach der Entnahme mit dem im Kit enthaltenen Probenverdünnungsmittel zu behandeln. Wenn eine sofortige Verarbeitung nicht möglich ist, kann die Probe in einem trockenen, sterilisierten und dicht verschlossenen Kunststoffröhrchen bei 2 - 8 ° C bis zu 8 Stunden.

### 【PRÜFVERFAHREN】

#### Vor dem Testen

Es wird empfohlen, die Testkarte nach dem Ausgleich auf Raumtemperatur auszupacken und so bald wie möglich innerhalb der Gültigkeitsdauer zu verwenden, um zu verhindern, dass die Testkarte vor dem Test feucht wird.

#### Extrahieren

1. Öffnen Sie die Tropfkappe des Extraktionsröhrchens und tauchen Sie die entnommene Tüpferspitz in das Extraktionsröhrchen und drehen Sie die Tüpferspitz 10 Mal in der Pufferflüssigkeit, während Sie mit den Fingern Druck ausüben. Anschließend 5 min bei Zimmertemperatur ruhen lassen.

2. Entfernen Sie den Tüpfel, während Sie die Seiten des Röhrchens zusammendrücken, um die Flüssigkeit mit der Probe aus dem Tüpfel zu extrahieren.


3. Schrauben Sie die Tropfkappe fest auf das Extraktionsröhrchen.

4. Schrauben Sie die Spitze der Tropfkappe des Extraktionsröhrchens ab.

#### Reaktion mit Testkartusche

5. Entfernen Sie eine Testkartusche aus dem versiegelten Beutel, indem Sie an der Kerbe reißen, und legen Sie sie auf eine ebene Oberfläche. Tropfen Sie 3 bis 4 Tropfen (ca. 100 µL) der entnommenen Proben senkrecht in die Probenmulde (S) der Testkartusche, indem Sie das Röhrchen zusammendrücken. Die Bildung von Luftblasen in der Probenvertiefung (S) muss vermieden werden. Berühren oder bewegen Sie die Testkartusche nicht, bis der Test abgeschlossen und lesebereit ist.

6. Starten Sie den Timer. Lesen Sie das Ergebnis innerhalb von 15 bis 20 Minuten nach Zugabe der Probe ab. Das Testergebnis ist nach 20 Minuten ungültig.




### 【INTERPRETATION DES ERGEBNISSES】

1. **Ungültig:** Wenn im Qualitätskontrollbereich (C) keine rote Linie angezeigt wird, ist der Test ungültig. Es wird empfohlen, einen neuen Test mit einer neuen Testkarte durchzuführen, wobei besonders darauf zu achten ist, ob das Probenvolumen ausreichend ist.

2. **Positiv:** Im Erfassungsbereich (T) und im Qualitätskontrollbereich (C) erscheint eine rote Linie.

3. **Negativ:** Eine rote Linie erscheint nur im Qualitätskontrollbereich (C).



### 【EINSCHRÄNKUNGEN】

1. Dieses Reagenz ist für die In-vitro-Diagnostik und für den professionellen Gebrauch bestimmt.

2. Dieses Reagenz wird nur zum qualitativen Nachweis von 2019-nCoV-Antigenen in Speichel- und Sputumproben verwendet, kann jedoch den Gehalt an Antigenen in Proben nicht genau bestimmen.

3. Dieses Kit weist eine gute analytische Leistung auf, aber eine unsachgemäße Probenentnahme und Lagerung beeinträchtigen die Genauigkeit der Ergebnisse.

4. Die Testergebnisse dienen nur als Referenz, nicht zur endgültigen Diagnose und sollten nicht als einzige Grundlage für die klinische Diagnose und Behandlung verwendet werden. Das klinische Management von Patienten sollte mit ihren Symptomen, Anzeichen, Krankengeschichte und anderen Experimenten kombiniert werden. Eine umfassende Berücksichtigung der Laboruntersuchung und des Ansprechens der Behandlung sollte berücksichtigt werden.

5. Aufgrund der Einschränkungen der Methodik sollten Experimentatoren negativen Ergebnissen mehr Aufmerksamkeit schenken, die mit anderen Testergebnissen kombiniert werden müssen, um eine umfassende Beurteilung vorzunehmen. Es wird empfohlen, zur Überprüfung und Bestätigung Nukleinsäuretests oder Methoden zur Identifizierung von Virenkulturen zu verwenden.

6. Analyse der Möglichkeit falsch negativer Ergebnisse:

1) Unangemessene Probenentnahme, Transport und Verarbeitung sowie niedrige Virustiter in der Probe können zu falsch negativen Ergebnissen führen.

2) Virale Genmutationen können Veränderungen der Antigen determinanten verursachen, was zu falsch negativen Ergebnissen führt.

### 【LEISTUNGSMERKMALE】

#### 1. NACHWEISGRENZE

Die Nachweisgrenze wurde mit  $6.0 \times 10^2$  TCID<sub>50</sub> / ml bewertet.

#### 2. KREUZREAKTIVITÄT

Es gab keine Kreuzreaktion und Interferenz mit den nachstehend aufgeführten potenziellen kreuzreagierenden Mikroorganismen.



# User Manual



	Möglicher Kreuzreaktant	Testkonzentration
Virus	Adenovirus	$1.0 \times 10^9$ TCID <sub>50</sub> /mL
	Humanes Coronavirus 229E	$1.0 \times 10^9$ TCID <sub>50</sub> /mL
	Humanes coronavirus OC43	$1.0 \times 10^9$ TCID <sub>50</sub> /mL
	Humanes coronavirus NL63	$1.0 \times 10^9$ TCID <sub>50</sub> /mL
	Humanes coronavirus HKU1	$1.0 \times 10^9$ TCID <sub>50</sub> /mL
	MERS-coronavirus	$1.0 \times 10^9$ TCID <sub>50</sub> /mL
	SARS-coronavirus	$1.0 \times 10^9$ TCID <sub>50</sub> /mL
	Humanes Metapneumovirus (hMPV)	$1.0 \times 10^9$ TCID <sub>50</sub> /mL
	Parainfluenza-virus 1	$1.0 \times 10^9$ TCID <sub>50</sub> /mL
	Parainfluenza-virus 2	$1.0 \times 10^9$ TCID <sub>50</sub> /mL
	Parainfluenza-virus 3	$1.0 \times 10^9$ TCID <sub>50</sub> /mL
	Parainfluenza-virus 4	$1.0 \times 10^9$ TCID <sub>50</sub> /mL
	Influenza A	$1.0 \times 10^9$ TCID <sub>50</sub> /mL
	Influenza B	$1.0 \times 10^9$ TCID <sub>50</sub> /mL
	Enterovirus	$1.0 \times 10^9$ TCID <sub>50</sub> /mL
	Respiratorisches Synzytial-Virus	$1.0 \times 10^9$ PFU/mL
	Rhinovirus	$1.0 \times 10^9$ PFU/mL
Bakterien	Bordetella pertussis	$1.0 \times 10^6$ cells/mL
	Chlamydia pneumoniae	$1.0 \times 10^6$ IFU/mL
	Haemophilus influenzae	$1.0 \times 10^6$ cells/mL
	Legionella pneumophila	$1.0 \times 10^6$ cells/mL
	Mycoplasma pneumoniae	$1.0 \times 10^6$ U/mL
	Streptococcus pyogenes	$1.0 \times 10^6$ cells/mL
	Streptococcus pneumoniae	$1.0 \times 10^6$ cells/mL
	Mycobacterium tuberculosis	$1.0 \times 10^6$ cells/mL
	Staphylococcus aureus	$1.0 \times 10^6$ org/mL
	Staphylococcus epidermidis	$1.0 \times 10^6$ org/mL
Hefe	Candida albicans	$1.0 \times 10^6$ cells/mL

### 3. STÖRENDE STOFFE

Es gab keine Interferenz für potenziell störende Substanzen, die unten aufgeführt sind.

Substanz	Concentration
Vollblut	4%
Mucin	0.5%
Chloraseptikum (Menthol / Benzocain)	1.5 mg/mL
Naso GEL (NeilMed)	5% v/v
CVS Nasentropfen (Phenylephrin)	15% v/v
Afrin (Oxymetazolin)	15% v/v
CVS Nasenspray (Cromolyn)	15% v/v
Zicam	5% v/v
Homöopathisch (Alkalol)	1:10 dilution
Halsschmerzen Phenol Spray	15% v/v
Tobramycin	4 µg/mL
Mupirocin	10 mg/mL
Fluticasonpropionat	5% v/v
Tamiflu (Oseltamivirphosphat)	5 mg/mL

### 4. HOOK-EFFEKT:

Bei  $1.5 \times 10^6$  TCID<sub>50</sub> / ml SARS-CoV-2, das aus einem COVID-19-bestätigten Patienten in China isoliert wurde, tritt kein Hakeneffekt auf.

### 5. KLINISCHE BEWERTUNG:

Eine klinische Bewertung wurde durchgeführt, um die Ergebnisse zu vergleichen, die mit dem The 2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit (Immuno-Chromatography) und der RT-PCR erhalten wurden. Die Ergebnisse wurden nachstehend zusammengefasst:

#### 5.1 Nasena-Abstrichs

Nasena-Abstrichs	Referenz Extrahierter SARS-CoV-2 RT-PCR-Assay				95% CL		
	POS	POS	NEG	Gesamt	PPA	LCI	UCI
2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit (Immuno-Chromatography)	POS	340	1	341	NPA	99.72%	98.23%
	NEG	16*	362	378	PPV	99.71%	98.12%
	Gesamt	356	363	719	NPV	95.77%	93.08%
					Häufigkeit	49.51%	45.80%
					OPA	97.64%	96.25%
					Kappa	95.27%	93.43%

\* 3 der nicht übereinstimmenden Proben hatten hohe Ct-Werte (> 30), wenn sie mit der Vergleichsmethode getestet wurden

#### 5.2 Oropharyngeal-Abstrichs

Oropharyngeal-Abstrichs	Referenz Extrahierter SARS-CoV-2 RT-PCR-Assay				95% CL		
	POS	POS	NEG	Gesamt	PPA	LCI	UCI
2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit (Immuno-Chromatography)	POS	339	1	340	NPA	99.72%	98.23%
	NEG	17*	362	379	PPV	99.71%	98.11%
	Gesamt	356	363	719	NPV	95.51%	92.78%
					Häufigkeit	49.51%	45.80%
					OPA	97.50%	96.08%
					Kappa	94.99%	93.10%

\* 4 der nicht übereinstimmenden Proben hatten hohe Ct-Werte (> 30), wenn sie mit der Vergleichsmethode getestet wurden

#### Bemerkungen:

PPA - Positive Percent Agreement (Sensitivität)	NPV - Negativer Vorhersagewert	LCI - Unteres Konfidenzintervall
NPA - Negative Percent Agreement (Spezifität)	OPA - Overall Percent Agreement	UCI - Oberes Konfidenzintervall
PPV - Positiver Vorhersagewert	CI - Konfidenzintervall	

### [SYMBOLERKLÄRUNG]

Symbole	Titel des Symbols	Symbole	Titel des Symbols	Symbole	Titel des Symbols
	In-vitro-Diagnosegerät		Nicht wiederverwenden		Hersteller
	Vermeide direktes Sonnenlicht		Halbbarkeitsdatum		Batch-Code
	Gebrauchsanweisung beachten		Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist		Temperaturgrenze
	CE-Kennzeichnung		Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft		

### [WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN]

- Treffen Sie gegebenenfalls die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen für infiziertes Material.
- Die Packung enthält ein Trockenmittel, das nicht oral eingenommen werden darf.
- Bitte lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen genau. Die Reagenzien können nicht verwendet werden, wenn sie abgelaufen sind oder der Verpackungsbeutel beschädigt ist oder die Versiegelung versagt. Vor dem Gebrauch sollten sich auf der Testkarte keine farbigen Linien befinden.
- Achten Sie beim Öffnen des Aluminiumfolienbeutels darauf, dass die Testkarte nicht herausfällt. Nach dem Öffnen des Aluminiumfolienbeutels sollte die Testkarte innerhalb von 0.5 Stunde verwendet werden, und es sollte vermieden werden, dass die Temperatur der Versuchsumgebung zu hoch ist und nicht zu lange Feuchtigkeit in der Luft ausgesetzt wird.
- Das Testkit sollte versiegelt und bei 4-35 ° C gelagert werden, wobei Feuchtigkeit und Sonnenlicht zu vermeiden sind. Das bei niedriger Temperatur gelagerte Testkit sollte vor der Verwendung auf Raumtemperatur gebracht werden.
- Für Proben, die die Infektionsquelle enthalten oder im Verdacht stehen, diese zu enthalten, sollten geeignete Verfahren zur Gewährleistung des sicheren Betriebs der Biosicherheitsgarantie vorhanden sein. Folgendes sind relevante Vorsichtsmaßnahmen:
  - Die zur Verarbeitung von Proben verwendeten Handschuhe oder Reagenzien sollten desinfiziert werden.
  - Verwenden Sie Desinfektionsmittel, um die verschütteten Proben oder Reagenzien zu desinfizieren.
- Es ist ein Einweg-In-vitro-Diagnostikum. Bei Versuchsabfällen wie Testkarten, Handschuhen, Pipettenspitzen, nicht verwendeten Proben oder Reagenzien usw., die potenzielle biologische Gefahren bergen, sollten die Vorschriften zur biologischen Sicherheit, zum Umweltschutz oder zu medizinischen Abfällen zur Desinfektion und Entsorgung eingehalten werden.

### [GRUNDINFORMATION]



- Hersteller: Guangdong Longsee Biomedical Co., Ltd.
- Herstelladresse: 5 / F Gebäude A, Nr. 83, Ruihe Road, Bezirk Huangpu, 510000, Guangzhou, China
- Kontaktnummer: + 86-20-66234660
- Weitere Informationen: <http://www.longseemed.com/>
- Europäischer Vertreter: MedPath GmbH
- Vertreteradresse: Mies-van-der-Rohe-Straße 8, 80807 München.
- Herstellungsdatum und Chargennummer: Siehe Innenverpackung.

Rev. GE/2

— 4/4 —

Effective Date: 2021-11-20

# Certificates

DECLARATION OF CONFORMITY	
Manufacturer	Guangdong Longsee Biomedical Co.,Ltd.
Address	5/F Building A, No.83, Ruihe Road, Huangpu District, 510000, Guangzhou, China
European Representative	MedPath GmbH
Address	Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Germany
Product Information	2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit (Immuno-Chromatography)
Model code	LS-C-T-009
Classification	Other IVD Device
Registration Number in German DIMDI Database	DE/CA61/1M50/294
Conformity Assessment Route:	Annex III
General Applicable Directives:	In vitro diagnostic medical devices Directive: 98/79/EC
Standards Applied	EN13612:2002/AC: 2002      EN ISO13485:2016 EN ISO 23640:2015      EN ISO14971:2012 EN 13641:2002      EN ISO18113-1:2011 EN 15223-1:2016      EN ISO18113-2:2011
We, the manufacturer, hereby declare under our sole responsibility that the above mentioned products meet the provisions of the following EC Council Directives and Standards. The products meet prospective uses and all supporting documentations are retained under the premises of the manufacturer.	
Place, date of issued: Guangzhou, P. R. China, May 10, 2021	
Signature of Vice President:	
 (Marco Zhang)	
	

# LONGSEE Profile



Guangdong Longsee Biomedical Co.,Ltd is a national high-tech enterprise dedicated to the core technology, data, product development and production of "intestinal microecological clinical medicine and health management". Its industries include five major areas: IVD (reagents + equipment), functional food, whole intestinal flora microbiota transplantation (FMT), living biological medicine and medical care services (clinical scientific research, medical testing, AI+ Internet medical treatment, high-end health care clinic). Longsee Biomedical has established R&D, data, technical services, and business bases in Guangzhou, Beijing, Nanjing, Chongqing, Wuhan, Singapore and other regions.