

PRODUKTDATENBLATT



INKONTINENZHOSEN

SENI CLASSIC PLUS



I. BESCHREIBUNG

Inkontinenzhose für Menschen mit mittlerer bis schwerer Harn- und Stuhlinkontinenz. Zwei anatomisch geformte Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz nach außen gerichtet. Elastisches Garn im Schrittbereich schützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Vier Klebeklettverschlüsse wiederverschließbar. Nässeindikator - die Anzeige ändert sich beim Kontakt mit Feuchtigkeit im Inneren des Produktes. Der Aufdruck verblasst und schwimmt. Atmungsaktive Außenschicht mittlerem Bereich. Vlies im Hüftbereich.

II. INHALTSTOFFE

Zellstoff, Superabsorber, weiße, atmungsaktive Außenschicht mit zwei lila Streifen, hydrophob-hydrophiles Obervlies, hydrophobes Vlies, hygienisches Tissuepapier, elastisches Garn im Schrittbereich, Tinte, Klebeklettverschlüsse, Klebstoffe, natürlicher Grüntee- Extrakt.

III. GRÖÖE*

Größe	Länge [mm]	Länge Saugkern [mm]		Breite [mm]	Breite Saugkern [mm]	Tailenumfang [cm]
		Oben	unten			
Small	720	370	580	520	250-150-250	55-80
Medium	830	400	690	640	260-160-260	75-110
Large	970	490	820	790	280-160-280	100-150
Extra Large	970	490	820	860	280-160-280	130-170

* Abweichung+/- 10 mm

IV. EIGENSCHAFTEN

Größe [cm]	Gewicht [g] minimum	Saugstärke [g] min. (nach ISO 11948-1)	Retention [g] (nach NAFC)
Small	78,8	2000	630
Medium	114,9	2800	790
Large	136,8	3100	920
Extra Large	137,7	3100	920

V. Logistik

Größe [cm]	Artikelnummer	Menge Stück In Verpackung	Menge VE in Transportverpackung	Menge Karton auf Palette	Transportverpackung
Small	SE-094-SM30-SC2	30	3	28	Karton
Medium	SE-094-ME30-SC2	30	4	18	Karton
Large	SE-094-LA30-SC2	30	3	18	Karton
Extra Large	SE-094-XL30-SC2	30	3	18	Karton

Die Europalette mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

VI. AUFBEWAHRUNG

Inkontinenzhosen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von 25% bis 75% in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

VII. ANDERE

Haltbarkeit: 60 Monate.

Ausgestellt

von:

Milena
R&D Specialist



Krajewska,

Tomasz Przybylski,
Production and R&D Director of TZMO Group

Ausgestellt am 07.06.2017