

Produktinformationen zum

Safecare Covid-19 Antigen-Schnelltest (Abstrich)

Paul-Ehrlich-Institut 

ein vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und dem (Paul-Ehrlich-Institut) getesteter und empfohlener Antigen-Schnelltest.



VORTEILE:

- einfache Handhabung & Probenentnahme der Abstrich erfolgt in nur 2.5cm Tiefe im Nasenvorhof oder alternativ im Rachenraum.
- schnelles Testergebnis innerhalb von nur 10-15 Minuten.
- Hohe Präzision: 97,27% Sensitivität bei positiver Testung
99,42% Spezifität bei negativer Testung.
- getestet vom Paul-Ehrlich-Institut.

Erhältlich als:

- 25er Packung zur professionellen Anwendung - Artikel-Nr.: 15563, EAN: 4251488626442

Verfügbar ab dem 15. März

Produktdaten



Modelbezeichnung:	SAFECARE COVID-19 Ag Rapid test kit
Hersteller:	Safecare Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
EU Bevollmächtigter:	NIC GmbH, Erlenweg 13, 49076 Osnabrück
Klinische Studien:	97,04% Sensitivität (131 von 135 positive Ergebnisse), 99,44% Spezifität: (179 von 180 negativen Ergebnissen)
Mutationen:	erkennt zuverlässige die bekannten Mutationen - bestätigt durch das Paul-Ehrlich-Institut
Lagerung und Haltbarkeit:	24 Monate bei 4 – 30°C, vor Sonneneinstrahlung schützen
Packungsinhalt 25er Set: (pro Box)	<ul style="list-style-type: none">- 25 x Covid-19 Antigen-Schnelltest Testkassetten- 25 x Probenentnahme-Röhrchen & Verschlusskappen- 25 x sterile Abstrichtupfer- 25 x Extraktionspuffer-Lösung- 1 x Schablone zum Abstellen der Proben- 1 x Packungsbeilage