PRODUKTDATENBLATT



INKONTINENZVORLAGEN

SENI SAN CLASSIC



I. BESCHREIBUNG

Die atmungsaktiven Inkontinenzvorlagen für Menschen mit mittlerer bis schwerer Harninkontinenz. Zwei anatomisch geformte Saugkissen aus Zellstoff (Seni San Classic Prima und Normal - ein Saugkissen) mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz mit elastischem Garn (nach außen gerichtet) im Schrittbereich schützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Nässeindikator schwarz bedruckt - die Anzeige ändert sich beim Kontakt mit Feuchtigkeit im Inneren des Produktes. Der Aufdruck verblasst und verschwimmt. Atmungsaktive Außenschicht.

II. INHALTSTOFFE

Zellstoff, Superabsorber, atmungsaktive Außenschicht- weiß, hydrophil-hydrophobes Vlies, Verteilungsschicht weiß, hydrophobes Vlies, elastisches Garn im Schrittbereich, Tinte, Klebstoffe, natürlicher Grüntee- Extrakt.

III. GRÖSSE*

Größe	Länge [mm]	Länge Saugkern [mm]		Länge [mm] Länge Saugkern [mm]		Breite	e Breite Saugkern [mm]	
		Oben	unten	[mm]	Vorne-Mitte-Hinten			
Prima	540	-	480	320	240-120-260			
Normal	625	-	580	320	240-120-260			
Uni	625	370	580	320	240-120-260			
Maxi	690	400	610	370	290-170-330			
Plus	690	400	610	370	290-170-330			

^{*} Abweichung +/- 10 mm

tel. +48 56 612 39 00, fax +48 56 612 33 96 e-mail: biuro.zarzadu@tzmo.com.pl



IV. EIGENSCHAFTEN

Größe [cm]	Gewicht [g] minimum	Saugstärke [g] (nach ISO 11948-1)	Retention [g] (nach NAFC)
Prima	44,8	1000	220
Normal	49,8	1200	340
Uni	67,4	1600	450
Maxi	84,7	1900	540
Plus	98,4	2350	740

V. Logistik

Größe [cm]	Artikelnummer	Menge Stück In Verpackung	Menge VE in Transportverpackung	Menge Karton auf Palette	Transpor tverpack
					ung
Prima	SE-093-PR30-CL1	30	4	30	Karton
Normal	SE-093-NO30-CL1	30	4	28	Karton
Uni	SE-093-UN30-CL1	30	4	24	Karton
Maxi	SE-093-MA30-CL1	30	4	20	Karton
Plus	SE-093-PL30-CL1	30	4	20	Karton

Die Europalette (1200x800mm) mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

VI. AUFBEWAHRUNG

Inkontinenzvorlagen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und einer Luftfeuchtigkeit ≤ 70% in der Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

VII. ANDERE

Medizinprodukt mit CE- Kennzeichnung, Klasse I

Haltbarkeit: 60 Monate.

Ausgestellt

von:

Monika Landratkiewicz,,

R&D Specialist

Tomasz Przybylski

Deputy Director of Production and Innovation of TZMO

Group.

Ausgestellt am 17.03.2023