

PRODUKTDATENBLATT



INKONTINENZHOSEN

SUPER SENI



I. BESCHREIBUNG

Die atmungsaktive Inkontinenzhose für Menschen mit mittlerer bis schwerer Harn- und Stuhlinkontinenz. Zwei anatomisch geformte Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz. Elastische Tailleneinsätze vorne und hinten. Elastisches Garn im Schrittbereich schützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Vier Klebeklettverschlüsse wiederverschließbar. Doppelter Nässeindikator in Form von gelben Streifen - die Anzeige ändert sich beim Kontakt mit Feuchtigkeit im Inneren des Produktes. Der Aufdruck verblasst und schwimmt. Die gelben Streifen verändern ihre Farbe in Grün, Atmungsaktive Außenschicht.

II. INHALTSTOFFE

Zellstoff, Superabsorber, atmungsaktive Außenschicht weiß mit zwei blauen Streifen, hydrophil-hydrophobes Vlies, EDS-Verteilungsschicht weiß, hydrophobes Vlies, hygienisches Tissuepapier, elastische Tailleneinsätze, elastisches Garn im Schrittbereich, Tinte, Klebeklettverschlüsse, Klebstoffe, natürlicher Grüntee- Extrakt.

III. GRÖÖE*

Größe	Länge [mm]	Länge Saugkern [mm]		Breite [mm]	Breite Saugkern [mm]	Tailenumfang [cm]
		Oben	unten			
Extra Small	640	300	520	420	245-130-245	40-60
Small	720	370	580	520	250-150-250	55-80
Medium	830	400	690	640	260-160-260	75-110
Large	970	490	820	790	280-160-280	100-150
Extra Large	970	490	820	860	280-160-280	130-170

* Abweichung+/- 10 mm

IV. EIGENSCHAFTEN

Größe [cm]	Gewicht [g] minimum	Saugstärke [g] minimal (wg ISO 11948-1)	Retention [g] Ø (NAFC)
Extra Small	53,3	1400	400

Small	67,9	1600	490
Medium	93,1	2300	650
Large	108,6	2600	700
Extra Large	109,6	2600	700

V. Logistik

Größe [cm]	Artikelnummer	Menge Stück In Verpackung	Menge VE in Transportverpackung	Menge Karton auf Palette	Transportverpackung
Extra Small	SE-094-XS10-A01	10	12	24	Karton
Small	SE-094-SM10-A01	10	12	16	Karton
	SE-094-SM30-A01	30	3	28	Karton
Medium	SE-094-ME01-A01	1	60	16	Karton
	SE-094-ME10-A01	10	12	15	Karton
	SE-094-ME30-A01	30	4	18	Karton
Large	SE-094-LA01-A01	1	50	16	Karton
	SE-094-LA10-A01	10	6	27	Karton
	SE-094-LA30-A01	30	4	18	Karton
Extra Large	SE-094-XL01-A01	1	50	16	Karton
	SE-094-XL10-A01	10	6	27	Karton
	SE-094-XL30-A01	30	4	18	Karton

Palette gesichert mit Stretch-Folie. Oben und Unten zusätzliche Folienschicht

VI. AUFBEWAHRUNG

Inkontinenzhosen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von 25% bis 75% in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

VII. ANDERE

Haltbarkeit: 60 Monate.

Ausgestellt

von:

Agnieszka Tarka,
R&D Specialist

Tomasz Przybylski
Production and
R&D Director of TZMO Group

Ausgestellt am 28.07.2016