

# PRODUKTINFORMATIONSBLETT



INKONTINENSLIPS

SENI ACTIVE TRIO



## I. BESCHREIBUNG

Die atmungsaktiven Inkontinenzslips für Menschen mit schwerer Harninkontinenz. Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz. Elastisches Garn im Schrittbereich schützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Nässeindikator- die bedruckte schwarze Aufschrift, verblasst beim Kontakt mit Feuchtigkeit im Inneren des Produktes. Atmungsaktive Außenschicht. Entsorgungsklebestreifen im hinteren Teil.

## II. GRÖßE\*

Größe	Länge [mm]	Länge Saugkern [mm]	Breite Saugkern [mm]	Breite [mm]	Tailenumfang [cm]
Medium	810	510	660	160-100-160	80-110
Large	870	510	770	160-100-160	100-135
Extra Large	920	510	890	160-100-160	120-160

\* Abweichung +/- 10 mm

## III. EIGENSCHAFTEN

Größe [cm]	Gewicht [g] minimum	Saugstärke [g] mind. (wg ISO 11948-1)	Retention [g] Ø (NAFC)
Medium	95,5	2500	1100
Large	97,8	2500	1100
Extra Large	103,5	2500	1100

## IV. Logistik

Größe [cm]	Artikelnummer	Menge Stück In Verpackung	Menge VE in Transportverpa- ckung	Menge Karton auf Palette	Transportverpackung
Medium	SE-096-ME10-A03	10	8	24	Karton
Large	SE-096-LA10-A03	10	8	24	Karton
Extra Large	SE-096-XL10-A03	10	6	28	Karton

Die Europalette mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

## V. AUFBEWAHRUNG

Inkontinenzhosen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit  $\leq 70\%$  in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.