

3M™ LITTMANN®

# Cardiology IV™

STETHOSKOP

Die kaum hör-  
baren Geräusche  
sind oft die  
Wichtigsten.



Das 3M™ Littmann® Cardiology IV™  
Stethoskop jetzt kennenlernen  
[www.3m.de/littmann](http://www.3m.de/littmann)

**3M**

**Littmann®**  
Stethoskope

3M™ LITTMANN®

# Cardiology IV™

STETHOSKOP



Hören Sie die zarten Klänge deutlicher, die entscheidend für eine präzise Diagnose Ihres Patienten sind. Akustik und neues Design machen das Cardiology IV Stethoskop vielseitiger als je zuvor.

**Jetzt finden.**

**3M**

**3M Medica**  
Zweigniederlassung der  
**3M Deutschland GmbH**  
Hammfelddamm 11, 41453 Neuss  
Telefon +49 (0)2131 14-0  
Telefax +49 (0)2131 14 44 32  
3mmedica.de@mmm.com  
www.3M.de/Littmann

**3M (Schweiz) GmbH**  
**Medizin**  
Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon  
Telefon +41 (0)44 724 92 31  
Telefax +41 (0)44 724 92 38  
medical.ch@mmm.com  
www.littmann.ch

**3M Österreich GmbH**  
**Medizin**  
Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Telefon +43 (0)86 686-464  
Telefax +43 (0)86 686-330  
medizin-at@mmm.com  
www.littmann.at



Verbesserte Hörbarkeit von hochfrequenten Geräuschen\*



Durch die einteiligen Dual-Frequency Membranen können Sie zwischen hohen und niedrigen Frequenzen wechseln ohne das Bruststück zu drehen



Vielseitigkeit durch das zweiseitige Bruststück – für die Auskultation von großen und kleinen Patienten



Die einteilige Membran ist leicht anzubringen und zu reinigen, da sie eine glatte Oberfläche ohne Rillen hat

*\* Erwachseneneseite mit erhöhtem Anpressdruck. Verglichen mit dem 3M™ Littmann® Cardiology III™ Stethoskop.*

3M, Littmann, das Littmann-Logo, L, Cardiology IV und Cardiology III sind Schutzmarken von 3M. Bitte recyceln.  
© 3M 2018. Alle Rechte vorbehalten.