

**Vinyl gepudert | ungepudert Typ 50**  
**Art.-Nr. 816000, 817000**
**Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Vinyl**  
**gepudert oder ungepudert, unsteril**
**Material** Hochwertiger Vinyl-Kautschuk, transparent **CE**

Qualität	Artikelnummern	Größe	
	816000	XS, S, M, L, XL	gepudert
	817000	XS, S, M, L, XL	ungepudert

Prüfparameter	Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
	Maße	S-2	1,5
	Physikalische Eigenschaften	S-2	1,5
	1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
	Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	1,5
	Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	2,5

Maße	Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
	Breite	75 ± 3 mm	85 ± 3 mm	95 ± 3 mm	105 ± 3 mm	115 ± 3 mm
	Länge	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm

Materialstärke	Messpunkte	Eine Lage (mm)
	Manschette (im Abstand von 25 mm zum umbördelten Rand)	mind. 0,07
	Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	mind. 0,08
	Fingerspitze (im Abstand von 15 mm zur Spitze des Mittelfingers)	mind. 0,07

Physikalische Eigenschaften	Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung (22 ± 2 h bei 100 ± 2°C)
	Zugfestigkeit (Mpa)	>/= 12	>/= 12
	Reißdehnung (%)	320	320
	Restpuder (mg/ungep.)	</= 2	</= 2

<b>Puder</b>	ungepudert oder Maisstärke	<b>Design</b>	beidhändig
<b>Manschette</b>	umbördelt	<b>Oberfläche</b>	glatt
<b>Qualitätssicherung</b>	Erfüllung der Anforderungen von EN 455, EN 420, ASTM D6319 Hergestellt gemäß GMP / Lebensmitteltauglichkeit nach ISO 9001 & ISO 13485		
<b>Verpackung</b>	100 Stück pro Dispenser, 10 Dispenser pro Karton		
<b>Hinweis</b>	Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderung vorbehalten.		