

PRODUKTDATENBLATT



FIXIERHOSEN

SENI FIX PANTY



I. BESCHREIBUNG

Die Höschen SENI Fix Panty sind geeignet zur Fixierung von anatomisch geformten Inkontinenzvorlagen und Inkontinenzeinlagen. Gleichmäßige Struktur mit Frontnaht. Ideal zum mehrmaligen Gebrauch: bis 25-mal (+/- 5) waschbar, bei der Temperatur von 60°C.

II. INHALTSTOFFE

Polyamid (96%), Elastan (4%)

III. EIGENSCHAFTEN*

| Größe | Gewicht [g]* | Länge [mm]** | Breite [mm]** | Taillenumfang [cm] | Oberschenkelumfang [cm] |
|---------|--------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| Medium | 11,8 | 350 | 180 | 70-90 | 40-60 |
| Large | 13,5 | 380 | 190 | 85-110 | 45-65 |
| X Large | 14,0 | 400 | 200 | 105-130 | 50-80 |

* Abweichung +/- 1 g;

** Abweichung: +/- 20 mm

IV. Logistik

| Größe [cm] | Artikelnummer | Menge Stück In Verpackung | Menge VE in Transportverpackung | Menge Karton auf Palette | Transportverpackung |
|------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Medium | SE-092-ME05-002 | 5 | 100 | 16 | Karton |
| Large | SE-092-LA05-002 | 5 | 100 | 16 | Karton |
| X-Large | SE-092-XL05-002 | 5 | 100 | 16 | Karton |

Die Europalette mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

V. AUFBEWAHRUNG

Fixierhosen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von 25% bis 75% in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

VI. ANDERE

Haltbarkeit: 60 Monate.

Ausgestellt

von:

Joanna Fenska,,
Technologe

Tomasz Przybylski
Leitung Produkt- und Technologieentwicklung der TZMO S.A.

Ausgestellt am 27.07.2017
