


# PRODUKTDATENBLATT



FIXIERHOSEN

SENI FIX BASIC



## I. BESCHREIBUNG

Die Höschen SENI Fix Basic sind geeignet zur Fixierung von anatomisch geformten Inkontinenzvorlagen und Inkontinenzeinlagen. Seitennähte auf der Außenseite. Ideal zum mehrmaligen Gebrauch: bis 20-mal (+/- 5) waschbar, bei der Temperatur von 60°C.

## II. INHALTSTOFFE

Polyester (88%), Elastan (12%)

## III. EIGENSCHAFTEN\*

Größe	Gewicht [g]*	Länge [mm]**	Breite [mm]**	Tailenumfang [cm]
Medium	7,0	120	250	60-90
Large	7,5	120	270	80-110
X-Large	8,5	120	300	100-140

\* Abweichung +/- 2,0 g

\*\* Abweichung: +/- 25mm

## IV. Logistik

Größe [cm]	Artikelnummer	Menge Stück In Verpackung	Menge VE in Transportverpackung	Menge Karton auf Palette	Transportverpackung
Medium	SE-092-M100-B01	100	10	16	Karton
Large	SE-092-L100-B01	100	10	16	Karton
X-Large	SE-092-X100-B01	100	10	16	Karton

Die Europalette mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

## V. AUFBEWAHRUNG

---

Es wird empfohlen, die Fixierhosen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von 25% bis 75% in Originalverpackung zu lagern. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

---

## VI. ANDERE

---

**Haltbarkeit: 60 Monate.**

---

### Ausgestellt

von:

Joanna Fenska  
Technologe

Tomasz Przybylski  
Tomasz Przybylski, Production and R&D Director of TZMO  
Group

---

Ausgestellt am 17.04.2018

---