

# PRODUKTDATENBLATT



## INKONTINENZHOSEN

### SENI CLASSIC



## I. BESCHREIBUNG

Inkontinenzhose für Menschen mit mittlerer bis schwerer Harn- und Stuhlinkontinenz. Zwei anatomisch geformte Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz nach außen gerichtet. Elastisches Garn in Seitenbündchen im Schrittbereich schützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Vier Klebeklettverschlüsse wiederverschließbar. Nässeindikator - die Anzeige ändert sich beim Kontakt mit Feuchtigkeit im Inneren des Produktes. Der Aufdruck verblasst und verschwimmt. Atmungsaktive Außenschicht in mittlerem Bereich, atmungsaktives Vlies im Hüftbereich.

## II. INHALTSTOFFE

Zellstoff, Superabsorber, weiße, atmungsaktive Außenschicht mit zwei blauen Streifen, hydrophob-hydrophiles Obervlies, Auslaufsperrschicht aus hydrophobem Vlies, hygienisches Tissuepapier, elastisches Garn im Schrittbereich, Tinte, nicht-elastische Klebeklettverschlüsse, Klebstoffe, natürlicher Grüntee-Extrakt.

## III. GRÖÖE

Größe	Länge* [mm]	Länge Saugkern* [mm]		Breite* [mm]	Breite Saugkern* [mm]	Tailenumfang [cm]
		Oben	unten			
Small	720	370	580	520	250-150-250	55-80
Medium	830	400	690	640	260-160-260	75-110
Large	970	490	820	790	280-160-280	100-150
Extra Large	970	490	820	860	280-160-280	130-170

\* Abweichung +/- 10 mm

## IV. EIGENSCHAFTEN

Größe [cm]	Gewicht [g] mind.	Saugstärke [g] mind. (ISO 11948-1)	Retention [g] (NAFC)
Small	68,4	1500	470
Medium	87,5	2200	630
Large	101,7	2500	680
Extra Large	102,7	2500	680

## V. Logistik

Größe [cm]	Artikelnummer	Menge Stück In Verpackung	Menge VE in Transportverpackung	Menge Karton auf Palette	Transportverpackung
Small	SE-094-SM30-SC1	30	4	24	Karton
Medium	SE-094-ME30-SC1	30	4	18	Karton
Large	SE-094-LA30-SC1	30	4	18	Karton
Extra Large	SE-094-XL30-SC1	30	4	18	Karton

Die Europalette mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

## VI. AUFBEWAHRUNG

Inkontinenzhosen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von 25% bis 75% in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

## VII. ANDERE

Haltbarkeit: 60 Monate.

Ausgestellt

von:

Milena  
Krajewska,  
R&D Specialist



Tomasz Przybylski  
Production and R&D Director of TZMO Group

Ausgestellt am 07.06.2017