

## PRODUKTDATENBLATT



### INKONTINENZVORLAGEN MIT HÜFTBUND

#### SENI OPTIMA SUPER



### I. BESCHREIBUNG

Die atmungsaktiven Inkontinenzvorlagen mit Hüftbund für Menschen mit mittlerer bis schwerer Harn- und Stuhlinkontinenz. Zwei anatomisch geformte Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz nach innen gerichtet. Elastische Tailleneinsätze vorne und hinten. Regulierbarer Hüftbund mit Klettverschluss. Zwei Verschlüsse: wiederverschließbare Klettverschlüsse. Doppelter Nässeindikator in Form von gelben Streifen - die Anzeige ändert sich beim Kontakt mit Feuchtigkeit im Inneren des Produktes. Der Aufdruck verblasst und verschwimmt. Die gelben Streifen verändern ihre Farbe in Grün. Atmungsaktive Außenschicht.

### II. INHALTSTOFFE

Zellstoff, Superabsorber, atmungsaktive Außenschicht weiß mit zwei blauen Streifen, hydrophiles-hydrophobes Vlies, hydrophobes Vlies, EDS-Verteilungsschicht weiß, hygienisches Tissuepapier, elastisches Garn im Schrittbereich, Klettverschlüsse, Hüftbund, elastische Tailleneinsätze, Tinte, Klebstoffe.

### III. Größe\*

Größe	Länge [mm]	Länge Saugkern [mm]		Breite Saugkern [mm]	Breite [mm]		Tailenumfang [cm]
		Oben	unten				
Medium	790	340	590	350	220-150-220	70-105	
Large	840	400	690	415	245-150-245	80-125	
Extra Large	990	420	740	520	300-170-340	105-155	

\* Abweichung +/- 10 mm

### IV. EIGENSCHAFTEN

Größe [cm]	Gewicht [g] minimum	Saugstärke [g] minimum (wg ISO 11948-1)	Retention [g] (NAFC)
Medium	92,1	2000	600
Large	104,5	2200	630
Extra Large	125,4	2700	630

## V. Logistik

Größe [cm]	Artikelnummer	Menge Stück in Verpackung	Menge VE in Transportverpackung	Menge Karton auf Palette	Transportverpackung
Medium	SE-097-ME10-G01	10	8	24	Karton
	SE-097-ME30-G01	30	4	18	
Large	SE-097-LA10-G01	10	6	27	Karton
	SE-097-LA30-G01	30	4	18	
Extra Large	SE-097-XL10-G01	10	6	24	Karton
	SE-097-XL30-G01	30	3	18	

Die Europalette mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

## VI. AUFBEWAHRUNG

Inkontinenzvorlagen mit Hüftbund sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von 25% bis 75% in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

## VII. ANDERE

Haltbarkeit: 60 Monate.

### Ausgestellt

von:

Agnieszka Tarka,  
R&D Specialist  
Agnieszka Tarka

specjalista ds. technologicznych

Tomasz Przybylski  
Production and  
R&D Director of TZMO Group

DYREKTOR  
d/s Produkcji i Rozwoju  
Technologii Grupy TZMO  
Tomasz Przybylski

Ausgestellt am 01.03.2019