



Nitril Typ 30
Art.-Nr. 816.469 bis 473

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril
ungepudert, unsteril



Material Hochwertiger Nitril-Kautschuk **CE**

Farbigkeit	Artikelnummern	Größe	Farbe
	816.469	XS	blau
	816.470	S	blau
	816.471	M	blau
	816.472	L	blau
	816.473	XL	blau

Prüfparameter	Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
	Maße	S-2	4,0
	Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
	1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
	Sichtprüfung auf größere Fehler	S-4	2,5
	Sichtprüfung auf kleinere Fehler	S-4	4,0

Maße	Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite		</= 80	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	110 >/= mm
Länge		min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm

Materialstärke	Messpunkte	Eine Lage (mm)
	Manschette (im Abstand von 25 mm zum umbördelten Rand)	mind. 0,06
	Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	mind. 0,08
	Fingerspitze (im Abstand von 15 mm zur Spitze des Mittelfingers)	mind. 0,09

Physikalische Eigenschaften	Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung (22 ± 2 h bei 100 ± 2 °C)
	Zugfestigkeit (Mpa)	13	13
	Restpuder (mg)	</= 2	</= 2

Puder ungepudert **Design** beidhändig

Manschette umbördelt **Oberfläche** Finger texturiert

Qualitätssicherung Erfüllung der Anforderungen von EN 420, EN 374-3, EN 455-3, EN 455-4
Hergestellt gemäß GMP/Lebensmitteltauglichkeit nach ISO 9001 & ISO 13485

Verpackung 100 Stück pro Dispenser, 10 Dispenser pro Karton, 49 Kartons pro Palette

Hinweis Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderung vorbehalten.