

PRODUKTDATENBLATT



INKONTINENZEINLAGEN

SENI LADY SLIM u.
SENI LADY



I. BESCHREIBUNG

Die Inkontinenzeinlagen für Menschen mit leichter bis mittlerer Harninkontinenz. Anatomisch geformtes Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht (außer: Micro) und perforierte Vliesschicht (Prägung) sorgen für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz mit elastischem Garn nach innen gerichtet (außer: Micro). Atmungsaktive Außenschicht.

II. INHALTSSTOFFE

Zellstoff, Superabsorber, atmungsaktive Außenschicht, hydrophiles Vlies, hydrophobes Vlies (außer: Micro), Verteilungsvlies (außer Micro), elastisches Bändchen (außer Micro, Mini, Mini Plus, Normal), elastisches Garn (außer Micro), thermoplastische Kleber, silikonbeschichtetes Papier, Farbe (außer Mini Plus).

III. GRÖSSE*

Größe	Länge [mm]*	Länge Saugkern [mm]*	Breite [mm] **	
			Vorne-Mitte-Hinten	Breite Saugkern [mm]** Vorne-Mitte-Hinten
Slim Micro	185	167	72-59-72	58-45-58
Slim Mini	225	205	95-80-95	75-60-75
Slim Mini Plus	255	225	100-85-100	80-65-80
Slim Normal	280	245	105-90-105	85-70-85
Slim Extra	295	265	130-110-140	100-75-110
Extra Plus	330	295	140-115-150	110-80-115
Super	370	335	165-130-180	130-90-145
Plus	420	380	185-145-205	145-105-165

* Abweichung+/- 3 mm (Micro); Abweichung+/- 5 mm (Mini, Mini Plus, Normal, Extra, Extra Plus, Super, Plus).

** Abweichung+/- 1 mm (Micro); Abweichung+/- 5 mm (Mini, Mini Plus, Normal, Extra, Extra Plus, Super, Plus).

IV. EIGENSCHAFTEN

Größe [cm]	Gewicht [g] minimum	Saugstärke [g] minimum (wg ISO 11948-1)
Slim Micro	2,95	60
Slim Mini	8,3	190
Slim Mini Plus	10,1	260
Slim Normal	12,3	340
Slim Extra	19,0	470
Extra Plus	22,5	590
Super	32,2	800
Plus	37,0	950

V. Logistik

Größe [cm]	Artikelnummer	Menge Stück In Verpackung	Menge VE in Transportverpackung	Menge Karton auf Palette	Transportverpackung
Slim Micro	SE-095-MC20-DE1	20	16	96	Karton
Slim Mini	SE-095-MI20-DE1	20	30	72	Karton
Slim Mini Plus	SE-095-MP20-DE1	20	30	48	Karton
Slim Normal	SE-095-NO20-DE1	20	18	24	Karton
Slim Extra	SE-095-EX15-DE1	15	24	72	Karton
Extra Plus	SE-095-EP15-DE1	15	20	40	Karton
Super	SE-095-SU15-DE1	15	16	24	Karton
Plus	SE-095-PL15-DE1	15	16	24	Karton

Die Europalette mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

VI. AUFBEWAHRUNG

Inkontinenzeinlagen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von 25% bis 75% in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

VII. ANDERE

Haltbarkeit: 60 Monate.

Ausgestellt

von:

Marta Stachlewska,
R&D Specialist

Tomasz Przybylski
Production and
R&D Director of TZMO Group

Marta Stachlewska
Marta Stachlewska
Referent ds. technologicznych

Ausgestellt am 20.02.2020
